

Fauteuil électrique Egvar pivotant à 90° - Gris foncé - Tabouret assorti offert

Fauteuil multifonctions avec commande manuelle pour la hauteur, l'inclinaison du dossier et des jambes, la position Trendelenburg. Rotation à 90°.

Design élégant, finitions haute qualité, 4 moteurs avec télécommande manuelle permettant de choisir une position assise, allongée ou semi-allongée. Sellerie grand confort, hauteur variable de 60 à 100 cm, inclinaison du dossier jusqu'à 80°, inclinaison des jambes jusqu'à -90°, position "Trendelenburg" jusqu'à -15°. Pivote à +/- 90° à gauche ou à droite. Accoudoirs et repose tête inclinables.

Pour les tatoueurs, les podologues, les instituts de beauté, ...



Fauteuil:

- Piétement métal blanc.
- Sellerie grand confort. Similicuir.
- Hauteur variable: 60 à 100 cm.
- Rotation à 90° de chaque côté.
- Dossier inclinable de 0° à +80°.
- Jambière inclinable de -90° à 0°.
- Position Trendelenburg jusqu'à -15°.
- Accoudoirs inclinables.
- Repose- tête inclinable.
- Portée maximum: 150 Kg.

Livraison Franco de port au pas de la porte.

Pour une livraison à l'étage ou avec l'aide de deux porteurs, nous vous invitons à ajouter cette option dans votre panier.

Modèle : EGVAR, coloris Gris foncé.

[Également disponible en blanc.](#)

Dimensions fauteuil: L.178 x l.88 cm.

Poids: 86 kg.

Garantie 3 ans structure, moteur et sellerie.

Livraison gratuite franco de port.

Option pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.