



FICHE TECHNIQUE

Fauteuil releveur Success Microfibres

Confort et autonomie grâce à ses différentes fonctions.

Le fauteuil releveur Success mono-moteur en revêtement microfibrés avec mécanisme en acier, offre des équipements de série pour le confort de l'utilisateur :

- Tête amovible
- Protège accoudoirs
- Pochette latérale

Il possède toutes les positions de confort d'un fauteuil releveur grâce à sa télécommande manuelle :

- Debout, pour aide au levage de l'utilisateur.
- Lecture, les jambes sont légèrement relevées et le dossier incliné.
- Quasi-couchage, pour atteindre 167 cm déplié, avec dossier incliné à 140°.

Coloris disponibles : Amande, Beige, Océan, Terracotta, Cendre, Café

Motorisation basse tension 24 Volts.

OFFRE SPÉCIALE : -70€ de réduction sur le fauteuil Success !
(499€ TTC au lieu de 569€ TTC)

Dimensions de l'assise :

- largeur : 56 cm
- profondeur : 52 cm
- hauteur du sol : 46 cm

Densités :

- Dossier : 17 kg/m³
- Assise : 21 kg/m³

Le fauteuil Success existe également en revêtement [Velours](#) ou [Simili-cuir](#).
Modèles spéciaux également disponibles : [Massant](#) et [Spécial prévention d'escarres](#)

Vous pouvez également ajouter à ce fauteuil releveur, en option :

- Un cale tête confort coloris assorti.
 - Une protection anti-fuites assorti.
 - Un kit massant shiatsu de même coloris à poser directement sur l'assise et le dossier.
 - Une table à manger
- [\(voir nos accessoires pour fauteuils releveurs\)](#)

Poids maximal : 130kg

Dimensions totales : larg. 84 x prof. 92 x haut. 104 cm
Poids du fauteuil : 54 kg

Garantie 2 ans.

