

## Fauteuil releveur Success Microfibres

### Confort et autonomie grâce à ses différentes fonctions.

Le fauteuil releveur Success mono-moteur en revêtement microfibres avec mécanisme en acier, offre des équipements de série pour le confort de l'utilisateur :

- Tête amovible
- Protège accoudoirs
- Pochette latérale

Il possède toutes les positions de confort d'un fauteuil releveur grâce à sa télécommande manuelle :

- Debout, pour aide au levage de l'utilisateur.
- Lecture, les jambes sont légèrement relevées et le dossier incliné.
- Quasi-couchage, pour atteindre 167 cm déplié, avec dossier incliné à 140°.

Coloris disponibles : Amande, Beige, Océan, Terracotta, Cendre, Café

Motorisation basse tension 24 Volts.

**OFFRE SPÉCIALE : -70€ de réduction sur le fauteuil Success !**  
(499€ TTC au lieu de 569€ TTC)

Dimensions de l'assise :

- largeur : 56 cm
- profondeur : 52 cm
- hauteur du sol : 46 cm

Densités :

- Dossier : 17 kg/m<sup>3</sup>
- Assise : 21 kg/m<sup>3</sup>

Le fauteuil Success existe également en revêtement [Velours](#) ou [Simili-cuir](#).  
Modèles spéciaux également disponibles : [Massant](#) et [Spécial prévention d'escarres](#)

Vous pouvez également ajouter à ce fauteuil releveur, en option :

- Un cale tête confort coloris assorti.
- Une protection anti-fuites assorti.
- Un kit massant shiatsu de même coloris à poser directement sur l'assise et le dossier.

[\(voir nos accessoires pour fauteuils releveurs\)](#)

Poids maximal : 130kg

Dimensions totales : larg. 84 x prof. 92 x haut. 104 cm

Poids du fauteuil : 54 kg

Garantie 2 ans.

**Le + Robé** : FRANCO DE PORT, sauf livraison privilège avec mise à disposition de 2 personnes pour la mise en place à domicile.

**Robé Médical** 26 rue des poncées BP 90061 88202 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT CEDEX FRANCE  
Accueil téléphonique : 03 29 62 00 25 – 0800 925 925 ( appel gratuit ) de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi

