



Filet à provisions avec doublure pour déambulateur et fauteuil roulant - Sundo

Filet à provisions pour déambulateur et fauteuil roulant - Avec doublure opaque
- Déplacements facilités

Le filet à provisions pour déambulateur et fauteuil roulant permet de simplifier les déplacements tout en assurant la discrétion vis-à-vis des effets personnels avec sa doublure opaque. Son élasticité permet une adaptation à une large gamme de modèles. Pratique et fonctionnel, ce filet de course peut supporter jusqu'à 5 kg de charge. Les quatre attaches velcro assurent une fixation sécurisée du filet.

Caractéristiques :

- Idéal pour des déplacements sans encombrements
- Doublure opaque assurant une totale discrétion
- Fixation sécurisée par des attaches Velcro
- Adaptable à divers modèles
- Capacité de charge : jusqu'à 5 kg
- Lavable jusqu'à 30°C

Dimensions : environ 35 x 35 cm

Matériaux :

- Coton
- Plastique

Couleurs :

- Noir
- Bleu marine