

# FICHE TECHNIQUE









## Filets tubulaires extensibles SURGIFIX

Maille respirante pour la fixation des pansements pour doigt, cheville, poignet, coude, mains, bras, jambe, tête, thorax, abdomen, bassin

SURGIFIX vous permet la fixation des pansements grâce a son élasticité.

Utilisés pour fixer les pansements ou les compresses, ils protégent la peau.

- Les boîtes permettent une optimisation de l'espace
- Disposition en zig-zag des filets élastiques, maintenant inaltérée l'élasticité du produit
- Adaptés aux articulations
- Léger et aéré

SURGIFIX est la référence en matière de filet tubulaire.

#### Composition:

<u>POLY</u>: Polyester 38%, Polyamide 35%, Latex 27% <u>COTON</u>: Coton 58%, Polyamide 24%, Latex : 18% Caoutchouc naturel 27%

### 13 tailles disponibles :

Taille 0 : Doigt enfant
Taille 0.5 : Doigt adulte
Taille 1 : 2 doigts, pouce
Taille 2 : Poignet, cheville
Taille 3 : Coude
Taille 4 : Main, bras

Taille 5 : Jambe
Taille 5.5 : Cordon, cuisse
Taille 6 : Tête, thorax
Taille 7 : Thorax, abdomen
Taille 8 : Thorax, bassin
Taille 9 : Thorax très fort
Taille 10 : Thorax extra fort

Durée de la validité du produit : 6 ans Précautions particulières : Usage unique

## **Contre indication:**

- Allergie au latex

Dispositif Médical CE de classe I