



Filets tubulaires extensibles SURGIFIX

Maille respirante pour la fixation des pansements pour doigt, cheville, poignet, jambe, abdomen, bassin

SURGIFIX vous permet la fixation des pansements grâce à son élasticité.

Utilisés pour fixer les pansements ou les compresses, ils protègent la peau.

- Les boîtes permettent une optimisation de l'espace
- Disposition en zig-zag des filets élastiques, maintenant inaltérée l'élasticité du produit
- Adaptés aux articulations
- Léger et aéré

SURGIFIX est la référence en matière de filet tubulaire.

Composition:

POLY : Polyester 38%, Polyamide 35%, Latex 27%

COTON : Coton 58%, Polyamide 24%, Latex : 18%
Caoutchouc naturel 27%

13 tailles disponibles :

- Taille 0 : Doigt enfant
- Taille 0.5 : Doigt adulte
- Taille 1 : 2 doigts, pouce
- Taille 7 : Thorax, abdomen
- Taille 8 : Thorax, bassin
- Taille 9 : Thorax très fort
- Taille 10 : Thorax extra fort

Durée de la validité du produit : 6 ans

Précautions particulières : Usage unique

Contre indication :

- Allergie au latex

Dispositif Médical CE de classe I