

## FICHE TECHNIQUE

### Flacon en aluminium pour chauffe huile de massage - 200ml

Flacon d'une contenance de 200ml avec bague 24/410 pour crème, huile ou lotion.

Ce flacon de 200 ml peut contenir crèmes, huiles ou lotions. Léger, résistant, et opaque grâce à sa paroi en aluminium brossé, il protège son contenu des chocs et de la lumière.

L'intérieur des flacons est revêtu d'un vernis Micoflex, prévu pour les produits de cosmétique.

#### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 45 mm de diamètre x 170 mm de hauteur.
- Col à vis en aluminium, bague 24/410.
- Contenance : 200 ml.
- Poids : 27 grammes.

Fonctionne avec la [pompe doseuse en aluminium](#).

