

## FICHE TECHNIQUE



## Flacon vide avec pompe en Pet pour crèmes, savons et huiles - 1L

Flacon transparent recyclable pour crèmes, savons et huiles de massage - Bague 28/410

Flacon transparent de type bouteille, d'une contenance de 1L

Ce flacon peut contenir tous types de liquides : savons, détergents textiles, désinfectants, produits vétérinaires, produits cosmétiques, gels, désinfectants, gels hydroalcooliques, huiles de massages... Il est particulièrement utile pour la préparation de mélanges liquides à destination des professionnels et des privés.

Le flacon-bouteille est de forme cylindrique avec épaulement rond, bague 28/410.

## Caractéristiques techniques du flacon-bouteille :

- Coloris : Cristal

- Dimensions : Diamètre de 7,7 cm et hauteur de 27 cm

- Capacité : 1L

- Matériau : PET (Polyéthylène Téréphtalate)

Le flacon est livré avec son bouchon et sa pompe doseuse.

La **pompe doseuse** est blanche à bec long. La dose délivrée est de 2 mL, sa bague de 28/410.

Pompe doseuse en plastique, blanche, pour produits d'hygiène corporelle, crème, gels, produits vétérinaires, désinfectants, savons liquides, huiles de massages, etc.

Aspect strié et bouton poussoir avec sécurité délivrant une dose de 2 mL à la pression.

## Caractéristiques techniques de la pompe doseuse :

- Matériau : PP (Polypropylène) / PE (Polyéthylène)

- Coloris : Blanc - Baque : 28/410

- Dose délivrée : 2 mL

- Hauteur intérieure : 30 cm

- Longueur du tube : 32 cm, possibilité de raccourcir le tube pour l'adapter au contenant

Hauteur de la bouteille avec la pompe doseuse vissée : 28 cm

Le PET est un matériau entièrement recyclable.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont Demande d'information: info-produit@robe-medical.com