

## FICHE TECHNIQUE

### Gant de toilette non tissé absorbant 15 x 22 cm - Sachet de 50, Robemed

Doux et non pelucheux, confortable et économique. A usage unique.

Pour l'hygiène corporelle des patients en établissements médicaux, maisons de retraite, crèches, maternités.

Doux, épais et résistant, excellent rapport qualité/prix.

- Tissu absorbant 75 g/m<sup>2</sup>.
- Tissu molton et polyester.
- Non allergique.
- Bords non déchirants.
- Tissu plié et soudé à l'ultrason.

Coloris blanc.

Dimension : 15 x 22 cm.

Conditionnement en sachet de 50 gants.  
Vendu par lot de 2 sachets soit 100 gants.

