

Gant de toilette non tissé molletonné 15 x 23 cm - Sachet de 50

Non tissé doux et non pelucheux. Pour la toilette et l'hygiène des patients.
Soudé par ultrason. Usage unique.

Gants à usage unique, très doux et absorbant, résistants et s'ajustant
parfaitement à la main. Préconisés pour des tâches simples d'hygiène jusqu'à
la toilette entière du patient.

- Doux
- Absorbant > à 300% instantanée
- Sans latex et Phtalates
- Soudé par ultrason

EPI de classe I - Conforme à la directive EPI 2016 / 425 / UE

Coloris : blanc.

Dimension : 15 x 23 cm.

Poids : 5g

Composition : Non tissé 75g/m2 (20 % viscose et 80 % polyester)

Conditionnement : en sachet de 50 gants.
Vendu par lot de 2 sachets soit 100 gants.

