

Gants antibactériens lavables - Fabrication Européenne

Gants tricotés d'argent ayant une activité antibactérienne très élevée.

Idéal pour un usage au quotidien pour toute la famille. Réduisez au maximum le risque de contamination par les virus en utilisant les gants en fil d'argent lors de vos déplacements.

Ces gants sont fabriqués à partir d'un fil composé à 86% de microfibres et à 14% d'argent. L'argent se trouve à l'extérieur du fil porteur en microfibres. Les effets bactéricides ont été testés dans un laboratoire accrédité en vertu de la norme EN ISO 20743 - Klebsiella pneumoniae (3.39) Staphylococcus aureus (5.96). Valeur de l'activité antibactérienne > 3 = élevée.

- Composition : 86% de microfibres et 14% d'argent
- Excellent effets antibactériens
- Effets bactéricides selon norme EN ISO 20743
- Résistance de surface moyenne selon la norme EN 1149-1.
(Testé dans un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO / IEC 17036:2018)
- Permet manipulation des écrans tactiles avec beaucoup de précision
- Prélavage désinfectant
- Peut être lavés de manière répétée en machine

Tableau des tailles :

- XS : Pour les enfants jusqu'à 6 ans (Largeur du gant : 6cm)
- S : Pour les enfants de moins de 14 ans (Largeur du gant : 7cm)
- M : Standard (Largeur du gant : 8cm)
- L : Standard (Largeur du gant : 9cm)
- XL : Largeur du gant : 10cm

L'argent est un métal noble précieux dont les propriétés antimicrobiennes et antimycosiques sont connues depuis des milliers d'années.

Conditionnés par paire.

Fabrication Européenne : République Tchèque.

