

### Gants d'examen en copolymère non poudrés stériles - Boîte de 100

Gant stérile en présentation sur support papier pour un enfilage facilité.

Gants d'examen en copolymère non poudrés stériles pour tous types de soins et d'examen médicaux, infirmiers, dentaire, petite chirurgie.

Emballage individuel présenté sur un support papier pour faciliter l'enfilage.

- En copolymère
- Sans latex, sans PVC.
- Translucide
- Ambidextre
- Imperméable
- Résistant
- Manchette à bord non roulé
- A usage unique

#### 2 tailles disponibles :

- Small
- Medium
- Large

Emballage stérile individuelle.

Boîte distributrice de 100 gants.

Stérilisation Rayon Gamma. Validité 5 ans.

Matériel médical CE0044.

