

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen en copolymère sur papier non poudrés stériles - Boîte de 100

Gant stérile copolymère sur support papier pour un enfilage facilité.

Gants d'examen en copolymère non poudrés stériles pour tous types de soins et d'examen médicaux.

Idéal pour les examens gynécologiques, urologiques et obstétriques.

Emballage individuel présenté sur un support papier pour faciliter l'enfilage.

- En copolymère
- Sans latex, sans PVC
- Translucide
- Ambidextre
- Imperméable
- Résistant
- Manchette à bord non roulé
- A usage unique

Disponible en taille Medium.

Emballage stérile individuel.

Boîte distributrice de 100 gants.

Matériel médical

