



FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen latex poudrés Biomedicare, Boîte de 100 - 6 g, AQL 1,5

Faiblement poudrés pour faciliter l'enfilage du gant

Les gants d'examen latex non stériles poudrés Biomedicare allient résistance et confort.

- Haute résistance
- Manchettes à bords roulés
- Très faiblement poudrés
- AQL : 1,5
- Poids : 6 g
- Matière première: caoutchouc naturel
- Conforme à la directive 93/42
- Conforme aux Normes EN 455-1, EN 455-2 et EN 455-3
- Certifications CE, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001



Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Le grammage indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

4 tailles disponibles:

- S, Small (6/7)
- M, Medium (7/8)
- L, Large (8/9)
- XI, Extra Large (9/10)

Couleur blanc crème.

Vendu par boîte de 100 gants. Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.