

Gants d'examen latex stériles poudrés Fitone - Boîte de 50 paires

Allient confort, flexibilité et facilité d'enfilage

Gants d'examen FITONE stériles pour limiter les contaminations, poudrés pour limiter la transpiration et faciliter l'enfilage, en latex pour un toucher fin et précis.

- Latex naturel.
- Usage unique.
- Stériles.
- Très résistants.
- Finement poudrés.
- Epouse bien la main.
- Texturés.
- Poids : 6,5g en taille M.
- Couleur : blanc crème.

Pour tous types de soins stériles médicaux, infirmiers, vétérinaires ou dentaires.

3 tailles disponibles :

- Small S (taille 6/7) - Longueur main 240mm/Largeur paume env 80mm
- Medium M (taille 7/8) - Longueur main 240mm/Largeur paume env 95mm
- Large L (taille 8/9) - Longueur main 240mm/Largeur paume en 110mm

Boîte de 50 paires emballées individuellement.

Stérilisation Oxyde Ethylène.

Certifications : CE, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001.

Conforme aux Normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4.

Matériel médical CE.

