

## FICHE TECHNIQUE

### Gants d'examen nitrile non poudrés Robemed 4g - Boîte de 100 - Rose

Nouveaux embouts de doigts qualité ultra sensitive micro granulées.

Non poudré, ce gant présente l'avantage d'être plus facile à enfiler.

Sans latex pour limiter les risques d'allergies.

Confort, résistance, étanchéité maximale par rapport au latex et au vinyle.  
Qualité supérieure renforcée 4g.

- Couleur rose.
- Nouveaux embouts de doigts qualité ultra sensitive micro granulées.
- Souple et élastique, s'adaptant parfaitement à la main.
- Très résistant, extensible.
- Aspect similaire au latex.
- Préhension optimale, même dans les environnements humides.
- Forte résistance aux huiles et graisses.
- Ambidextre.

Ce gant nitrile non poudré est conforme aux normes EN 455-1 et EN 455-2, ASTM D 6319, C93/42.  
Matériel Médical CE

#### Disponible en 4 tailles :

- XSmall (5/6)
- Small (6/7)
- Medium (7/8)
- Large (8/9)

Gant nitrile non poudré conditionné en boîte de 100 gants.

