

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen vinyle non poudrés - Boîte de 100 - 4,8g - Aql 1,5 - Robemed

Qualité Robé Médical avec toucher précis, confort, hygiène et sécurité. Usage médical, contact alimentaire et protection chimique (KPT)

Les gants en vinyle Robemed, EPI Catégorie III, Type B (EU) 2016/425, sont conformes aux normes médicales EN 455-1/2/3/4 et agréés pour le contact alimentaire.

Ces gants offrent une protection chimique à base de Soude caustique, de Peroxyde d'Hydrogène et de Formaldéhyde (KPT) ainsi qu'une protection anti-bactérienne. De plus, ils sont garantis sans phtalates pour votre sécurité.

- Ambidextres.
- Non poudré
- Hautement résistants
- AQL : 1,5.
- Poids d'un gant taille M : 4,8 g.



• Dispositif médical conforme aux normes EN 455 1/2/3/4

Utilisation pour les soins médicaux et infirmiers

Matériel médical de Classe I, conforme à la norme MDR (UE 2017/745)

• Protection antibactérienne (ATSM F1671 & ISO16604)

Résistance des protections individuelles à la pénétration des agents pathogènes présents dans le sang et les fluides corporels.

Gants conformes à cette norme garantissant la résistance à la pénétration vis-à-vis de ces agents pathogènes

• Protection chimique KPT supérieure à 30 min : ENISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B

- 40% Sodium Hydroxide (Soude caustique)
- 30% Hydrogen peroxide (Eau oxygénée)
- 37% Formaldehyde

• Agréé contact alimentaire selon la règle 1935/2004, résolution AP (2024) 4, Migration Test Règle N° 10/2011.

• Garanti sans phtalates

Gants sans DOP (Dioctylphtalate) et DEHP (Diethylhexyl Phthalate)

• EPI Catégorie III, Type B (EU) 2016/425

4 tailles disponibles:

- S Small (6/7).
- M Medium (7/8).
- L Large (8/9).
- XL Extra Large (9/10).

S'il s'agit de votre première commande, nous vous invitons à consulter notre guide, en téléchargement, "Comment bien choisir sa taille de gants ?" Nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus de celle recommandée.

Coloris : naturel translucide.

Conditionnement : Vendus par boîte de 100 gants. Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Dimensions de la boîte : 22 x 5,5 x 11,5 cm.

Conformes aux normes EN 455-1:2010, EN 455-2:2015 et EN 455-3:2015, ASTM D 5250,
Evaluation biologique et biocompatibilité : Conforme normes ISO 10993-10:2010 ISO 10993-12: 2012 et ISO 10993-2:2006
CE 93/42,
Conformes aux normes EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B et EN ISO 374-5:2016 Type B.

Matériel médical CE.

Le vinyle, ne contenant pas de protéines allergisantes, est spécialement conçu pour les peaux sensibles et allergiques au latex.