

FICHE TECHNIQUE

Gants de toilette imperméables plastifiés doux et absorbants 70g - Lot de 100 Robemed

Gant de toilette doux et imperméable usage unique complexe Airlaid absorbant avec intérieur plastifié.

Pour une toilette des patients hygiénique et confortable, avec l'avantage d'une parfaite imperméabilité pour le soignant.

Fabriqué en complexe Airlaid non-tissé très doux et résistant avec une face interne imperméable en polyéthylène.

Grammage 70 Gramme par m².

- Extérieur doux et absorbant en non tissés AIRLAID.
- Intérieur plastique avec côtés soudés imperméables polyéthylène.
- Complexe 70 gr/m².
- Protège la main de l'utilisateur.
- A usage unique.

Dimension de gants à usage unique : 16,5x23cm.

Conditionnement par sachet de 100 gants.

