

## **FICHE TECHNIQUE**



## Gants de toilette imprégnés - MoliCare® Skin clean - Paquet de 8 - Hartmann

Une toilette douce et efficace sans rincage

Les gants de toilette imprégnés MoliCare® sont recommandés pour la toilette corporelle des personnes mobiles ou alitées en alternative au savon et à l'eau. Sa composition unique permet d'apaiser, d'hydrater et de nourrir la peau. Il peut être utilisé à tout moment et partout car il ne nécessite pas de point d'eau.

## Caractéristiques :

- Enrichie à l'aloe vera et au panthénol
- Peuvent être chauffés dans un micro-ondes (700watts maximum pas plus de 40 secondes) ou rafraîchis dans un réfrigérateur pour plus de confort
- Penser à sécher la peau après utilisation

Les toilettes répétées et l'usage de savon classique altèrent le film protecteur de la peau. Les produits de toilette Molicare Skin permettent une toilette douce et minutieuse, tout en respectant la barrière de protection naturelle de la peau car ils sont :

- Neutres à la peau
- Hydratants grâce au panthénol
- Nourissants grâce à l'huile d'amande douce.