

FICHE TECHNIQUE

Gants de toilette pré-savonnés à humidifier - Lot de 20

Pour la toilette des patients alités ou incontinent.

Gant imprégné sans rinçage, nettoie et rafraîchit.

Ces gants de toilette à usage unique sont composés:

- d'une face microfibre pré-savonnée.
- d'une face absorbante pour essuyage.
- d'un savon doux prêt à l'emploi.
- d'une doublure intérieure étanche.

- A usage unique.
- Ne nécessite pas de rinçage.

Dimensions : 17,2x24,2 cm.

Conditionné par sachet de 20 gants.

