

FICHE TECHNIQUE

Gants de toilette pré-savonnés à humidifier - Lot de 20

Microfibres pré-savonnés et imperméables.

Ces gants de toilette à usage unique se composent :

- d'une face microfibre pré-savonnée.
- d'une face absorbante pour essuyage.
- d'un savon doux prêt à l'emploi.
- d'une doublure intérieure étanche.

Ne nécessite pas de rinçage.

Respecte l'équilibre acido-basique de la peau grâce à un PH de 5.5.

Dimension : 16x25 cm.

Conditionné par sachet de 20 gants.

