



Garrot BD Stretch à usage unique prédécoupé - Boîte distributrice de 25

Réduit tout risque de contamination entre chaque patient

Boîte de 25 garrots sans latex à usage unique, pour une prise de sang confortable et sécurisée.

Présentation en rouleau pré-découpés.

- Très extensible.
- Résistant.
- Hygiénique.
- Confortable.
- En poly-isoprene, sans latex.
- Non stérile.
- Boîte distributrice.

Longueur : 43.5 cm.

Largeur : 2.5 cm.

Conditionné en rouleaux de 25 garrots.

Matériel Médical CE.