

## FICHE TECHNIQUE

### Garrot DR Simson -à usage unique- x 25.

conditionnement ergonomique et hygiénique

- Garrots de couleur bleu profond.
- à usage unique
- Hygiénique.
- Confortable.
- Très extensible.
- Résistant.
- Sans latex.
- Conditionnement pratique.

Dimensions d'une unité : 45 cm de longueur, 2.5 cm de largeur. 0.65 mm d'épaisseur.

1 unité de vente = 25 garrots pré-découpés en rouleau conditionné dans une boîte distributrice.

**Matériel Médical CE.**

