

Garrot réutilisable automatique pour prélèvement sanguin Robemed

Garrot réutilisable avec système de serrage-desserrage automatique. Ne pince pas la peau.

En tissu élastiqué très résistant pour une pose facile et un retrait rapidement d'une seule main.

Fermeture par enclenchement, système de desserrage progressif, ouverture par simple tirage.

Se lave en machine à basse température et se stérilise avec un désinfectant approprié.

- Tissu élastiqué très résistant.
- Ne pince pas la peau.
- Adulte et enfant.
- Fermeture par enclenchement.
- Serrage facile.
- Ouverture d'une seule main.
- Lavable en machine à basse température.
- Stérilisation avec un désinfectant approprié.
- Coloris violet.

Dimensions :

- De l'élastique : 435 x 25 mm.
- Du garrot complet : 475 x 35 mm.

Vendu à l'unité.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

