

Garrot tourniquet en plastique - 1-Medical

Garrot tourniquet tactique à utiliser en cas d'urgence sur le terrain.

Garrot tactique parfait pour une utilisation sur le champ de bataille, pour gagner du temps et sauver des vies dans des moments critiques. Entièrement réglable pour s'adapter à diverses situations, y compris les saignements artériels.

Spécifications techniques :

- Garrot à une main avec une conception de boucle à voie unique pour une utilisation individuelle facile. Idéal pour les saignements des extrémités mettant la vie en danger sans assistance.
- Clip de manivelle en forme de V : Verrouille la manivelle plus rapidement et plus facilement que les clips parallèles. Réduit la difficulté et raccourcit le temps de secours.
- Manivelle renforcée : Barre de manivelle durable résistant à la flexion ou à la rupture sous pression.
- Conception antidérapante garantit une prise sûre et une manipulation améliorée pendant l'utilisation.

Dimensions : 6 x 2,4 x 1,5 pouces (150 x 60 x 38 mm).

Poids : 88 g.

Matériel médical CE.

