

Garrot tourniquet militaire tactique orange Gima

Stoppe une hémorragie importante d'un membre.

Le garrot militaire est principalement utilisé pour stopper une hémorragie ou dans des conditions d'urgence préhospitalière. Facile à utiliser et applicable d'une seule main, il augmente l'efficacité de l'hémostase.

Peut être auto-appliqué ou bien appliqué par les agents de premiers secours, permettant de régler la compression rapidement et aisément suivant la nécessité. Utilisable pour les membres supérieurs et inférieurs.

- Avec sangle de fixation et clip de verrouillage pour la baguette de serrage.
- Double système de serrage (sangle de fixation et baguette de serrage).
- Bande Velcro auto-adhésive.

Également disponible en [noir](#).

Matière : tissu synthétique tissé avec fermoir thermoplastique.

Dimensions : 95 x 4 cm.

Matériel Médical CE.

