



Gel Lavant Surgras Bébé 500ml - Physiaderm

Nettoie la peau sensible et les cheveux fins de bébé.

Le gel nettoyant surgras Physiaderm nettoie la peau sensible et les cheveux fins de bébé. Enrichi en agents surgras, il laisse la peau souple, douce, et délicatement parfumée. Formule hypoallergénique. Ne pique pas les yeux. Formule douce enrichie en agents émoullissants. Formulé sans paraben, sans phénoxyéthanol et sans savon.

Utilisation :

- Mouiller la peau de bébé. Verser une dose de gel lavant Physiaderm dans la main et faire mousser.
- Laver le corps et les cheveux puis rincer soigneusement.

Précautions d'emploi :

Le gel surgras Physiaderm a été développé pour ne pas piquer les yeux. Cependant, en cas de projection dans les yeux, il est recommandé de rincer abondamment.

Durée d'utilisation :

- Après ouverture : 6mois.

Consignes de tri :

- Flacon + pompe à recycler.

Formule douce enrichie en agents émoullissants. Testée sous contrôle dermatologie, pédiatrique et ophtalmologique.

Fabrication française.