

### Gel échographie et doppler non gras Transound

Formule haute conductivité spécial échographie et doppler.

Formule non grasse à haute conductivité aux ultrasons.

Ne tache pas et ne laisse pas de trace.

- Sans odeur et sans bulle.
- Hydrosoluble.
- Hypoallergénique.

Disponible en flacon de 250 ml ou en bidon de 5 litres (chaque bidon de 5 litres est vendu avec un flacon vide de 250 ml et une pompe).

Livré par lot de 2 flacons de 250 ml ou à l'unité en bidon de 5 litres.

*Information* : selon arrivage, le gel peut être de couleur bleue ou transparent. Cela n'engendre rien quant à la qualité du produit.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

