

**Gel lubrifiant gynéco flacon de 250 ml**

Pour la lubrification de l'appareil urogénital

Incolore et inodore, respectant le pH naturel des muqueuses. Le gel permet la lubrification des muqueuses et le passage de spéculums, sondes, cathéters, instruments gynécologie, urologie et proctologie.

- Non irritant
- Bonne conductivité électrique
- Hydrosoluble
- Sans latex
- Non stérile
- Non tâchant

Conditionnement en flacon de 250 ml

Composant principal: glycérine

Matériel médical CE



**robé**  
+ médical

