

FICHE TECHNIQUE





Gel lubrifiant stérile - Tube de 82gr - Optilube

Gel lubrifiant pour sondes et instruments.

Gel transparent compatible avec les instruments ainsi qu'avec les muqueuses.

- Non gras.
- Stérile jusqu'à ce que l'opercule soit percée ou le tube endommagé.
- Hydrosoluble.
- Neutre.
- Incolore, inodore.
- Non-irritant.
- Sans latex.
- Stérilisation rayons gamma.

Pour une utilisation personnelle et professionnelle :

- tampons,
- préservatifs,
- thermomètres rectaux,
- cathéters,
- sondages.

Sans danger pour les tissus humains, sans endommager le caoutchouc, les appareils en métal, les instruments et les textiles naturels ou synthétiques.

Tube de 82 gr.

Matériel médical CE

Fabriqué en Europe