



Gel pour électrodes Parker Spectra 360 - Tube de 250gr

Recommandé pour toutes les procédures électromédicales, excepté la défibrillation.

Spectra 360 est le seul gel électroconducteur sans sel ni chlore. Son absence de sel convient particulièrement aux applications à long terme. Il fonctionne en humectant la peau, réduisant ainsi la résistance de l'épiderme.

Caractéristiques techniques :

- Formule non granuleuse STAY-WET® permet un usage prolongé sans réapplication
- Non irritant, hypoallergénique, bactériostatique
- Sans sel, aucun transfert ionique de sodium
- Recommandé pour les électrodes conductibles en caoutchouc/carbone
- Ne pas utiliser cas de défibrillation

Conditionnement :

- Carton de 12 tubes de 250gr

Matériel médical CE

Fabrication Américaine