

## FICHE TECHNIQUE

### Gel stérile pour échographie monodose 20 ml

Facilite la transmission des ultrasons entre l'appareil d'échographie et le patient.

Gel stérile pour une application sur la peau et/ou la sonde.

#### Caractéristiques techniques :

- Aspect : transparent.
- P.H. : Compris entre 6,00 & 8,00
- Viscosité : Entre 150.000 et 200.000 cps
- Densité: 0,95-1,05 gr/cm<sup>3</sup>

#### Conditionnement :

- Carton de 48 monodoses de 20ml

Matériel médical CE

