

Gel transparent Cristal Transound

Le gel de contact Cristal assure un contact direct et sans interférence.

- Haute viscosité.
- Parfaitement transparent.
- Sans interférence lumineuse.
- Formulation hypoallergénique.
- Gel hydrosoluble.
- Ne se liquéfie pas au contact de la peau.
- Ne détériore pas les sondes.

Conditionnement en bidon de 5 litres.

Livré avec une pompe + un flacon de 250ml par bidon.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Spécial lasers et photothérapie.

