

Genouillère de maintien extensible

Permet de maintenir l'articulation du genou.

Utilisation en prévention et en cas de reprise d'activité suite à un traumatisme au niveau du genou. Tricot de compression extensible, avec emplacement pour le genou. Tissu confortable et respirant.

- Tissu épais, confortable et respirant.
- Tricot compressif autour du genou.
- Coutures latérales renforcées.

4 tailles disponibles :

- Taille S (circonférence allant de 33 à 36 cm).
- Taille M (circonférence allant de 36 à 39 cm).
- Taille L (circonférence allant de 39 à 43 cm).
- Taille XL (circonférence allant de 43 à 47.5 cm).

Conditionné sous pochette plastique refermable.

Lavage à la main.

Matériel Médical CE.

