

FICHE TECHNIQUE



Genouillère universelle de maintien - avec renforts latéraux et 3 sangles de fixation

Pour le maintien de l'articulation du genou.

Pour la prévention et la réadaptation en cas de pathologies du genou (arthrite, tendinite rotulienne, déchirure du ménisque, etc.).

Tissu respirant, avec 3 sangles de fixation auto-agrippantes, emplacement pour le genou et bande auto-agrippante.

- Bande scratch sur tout le dessus.
- 3 sangles de fixation auto-agrippantes pour ajuster la position de la genouillère.
- Renforts latéraux avec tige souple.
- Protection rembourrée au niveau de l'emplacement pour le genou.
- Bandes en silicones antidérapantes latérales.

Taille : pour une circonférence de genou entre 20 et 60 cm.

Matière : Néoprène

Lavable en machine à 30°C.

Matériel médical CE.