

## FICHE TECHNIQUE



### Gobelet classique 16cl Saint Romain - Fabrication Française

Très résistant aux chocs et aux rayures

La prise en main est facilitée grâce à la texture légèrement granuleuse empêchant le gobelet de glisser.

- Surface grainée anti-rayures
- Empilable
- Nettoyage en lave-vaisselle et micro-onde jusqu'à 135°C
- Coloris : Transparent
- Matière plastique copolyester
- Sans Bisphénol A
- Sans Phtalates
- Idéal en collectivité

Retrouvez toute notre gamme de vaisselle ergonomique.

#### Dimensions du gobelet:

- Hauteur : 77 mm
- Diamètre : 62 mm
- Poids : 52g
- Contenance : 16 cl

#### Accessoires:

- [Couvercle avec ouverture pour paille - Polypropylène Bleu](#)
- [Couvercle avec ouverture avec compartiment pour comprimés - Polypropylène Bleu](#)

Fabriqué en France.