



### Gobelet ergonomique 23 cl - Handycup® - Rouge

Gobelet ergonomique développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination ou une force réduite.

Grâce à sa forme oblique, Handycup® permet de boire sans courber le cou. Il est possible d'utiliser le gobelet Handycup® en étant alité ou si vous ne pouvez pas courber le cou.

Ce gobelet ergonomique est doté de grandes poignées offrant un large espace pour tenir le gobelet. Il possède une base large qui stabilise le gobelet lorsqu'il est posé sur la table. Ainsi, de nombreux accidents de renversement sont évités.

Handycup® est compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes.

- Gobelet ergonomique
- Forme oblique
- Permet de boire sans courber le cou
- Grande poignée pour le tenir plus facilement
- Évite les accidents de renversement
- Transparent pour voir le liquide dedans
- Compatible lave-vaisselle et micro-onde
- Résiste entre -20° et 95°C

#### Coloris disponible :

- Rouge transparent

#### Conditionnement :

Vendu à l'unité

#### Précautions :

Attention si le gobelet est rempli de liquides chauds.  
Avant de l'utiliser, assurez-vous que le couvercle est correctement fixé.

#### Entretien :

Le Handycup® est adapté aux lave-vaisselles (jusqu'à 80°C)

#### Caractéristiques :

Tasse en polycarbonate - FA (approuvé pour l'alimentation)  
Couvercle en PE (polyéthylène) - FA.  
Poids : 130 g  
Hauteur : 9 cm  
Largeur : 15 cm  
Livré avec couvercle

Produit répondant aux normes européennes

Robé Médical 26 Rue des Pêcheurs 42000 Saint-Étienne-les-Remiremont

**Demande d'information:** [info-produit@robe-medical.com](mailto:info-produit@robe-medical.com)