

Gouttière pour perfusion adulte semi-rigide

Pour une immobilisation du bras durable en toute sécurité.

La gouttière à perfusion immobilise le bras en toute sécurité et se fixe avec des scratchs.

- Lavable
- Gouttière semi-rigide
- Rembourrage en mousse
- Imperméable
- Très résistante
- 2 bandes scratchs
- Fermeture non accessible au patient
- Fabrication en France

- Dimensions : 42 x 21 cm.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

