

### Granules hémostatiques de chitosan - 6G et 15G - 1-Medical

Une coagulation rapide pour une réponse efficace au traumatisme

Les granules hémostatiques de chitosane constituent la solution idéale pour gérer les saignements traumatiques dans divers environnements. Ils offrent des premiers soins fiables pour arrêter les saignements des blessures superficielles et profondes de la tête, du visage, des membres et du torse.

Leur application s'étend aux établissements médicaux, aux sites d'accidents, aux champs de bataille de première ligne, aux laboratoires et aux ambulances, ce qui en fait un auxiliaire essentiel dans les situations d'urgence. Sûrs, faciles à utiliser et économiques, ils sont adaptés sans risque de réaction exothermique ou de génération de chaleur.

- Forme granulée pratique pour une application directe et facile sur les blessures,
- Optimisés pour les soins d'urgence des plaies dans divers environnements, des accidents aux champs de bataille,
- Efficaces dans des conditions hypothermiques et pour la coagulation du sang héparinisé.

Granules hémostatiques de chitosane - 6 g :

- Dimensions : 3 x 4,3 pouces - 80 x 110 mm,
- Contenu : 6 g.

Granules hémostatiques de chitosane - 15 g :

- Dimensions : 3,5 x 5,5 pouces - 90 x 140 mm,
- Contenu : 15 g.

**Utilisation simple** : ouvrir, verser, presser, emballer.

Les granules épousent la forme de la plaie, assurant une pression ferme directement à la source du saignement, même dans les plaies de forme complexe.

Matériel médical CE.

