



Humidificateur diffuseur huiles essentielles aromathérapie H-Rainbow

Pour la diffusion immédiate d'une brume d'huiles essentielles permettant l'assainissement et l'humidification de l'atmosphère.

L'humidificateur à ultrasons diffuse à froid une fine brume. Humidificateur-diffuseur haut débit 280ml/h, capacité du réservoir 2,8L, espace de diffusion 25m².

Effet rapide sur la destruction des mauvaises odeurs. Rafrâchit l'air en période de forte chaleur.

- Capacité du réservoir: 2,8 L.
 - Débit de vaporisation réglable: 0 à 280 ml/h.
 - 16 vitesses de diffusion.
 - Tête rotative manuelle sur 360°.
 - Espace de diffusion: jusqu'à 25 m².
 - Temps d'utilisation: jusqu'à 10h en continu.
 - Eclairage 7 LEDS avec défilement des couleurs: rouge, vert, bleu, indigo, violet, orange, jaune.
- Possibilité de désactiver le défilement des couleurs.

L'humidificateur H-Rainbow est conçu pour permettre l'utilisation de toutes les huiles essentielles.

Celui-ci vous est présenté avec un choix de 2 synergies d'huiles essentielles recommandées par le fabricant :

- Synergie Pin Sylvestre et Tea Tree.
- Synergie Agrumes.

Conditionnement par lot de 2 flacons (40ml chacun) au choix parmi :

- 2 flacons de synergie Pin Sylvestre et Tea Tree.
- 2 flacons synergie Agrumes.

Dimensions: H 30 cm - ø 19 cm.

Poids: 1.4 Kg.

Puissance: 23W.

Fabrication Européenne.

Garantie 2 ans.

Matériel conformes aux normes 2004/108/CE et 2006/95/CE.