



Hypafix Transparent Bsn Médical - Film adhésif transparent imperméable en rouleau

Pour la fixation de pansements primaires et la fixation de cathéters, de drains et tubulures. Rouleau de 10 m.

Film adhésif en rouleau constitué d'un support en polyuréthane transparent. Système d'application simple et pratique avec découpe facilitée grâce au quadrillage du papier protecteur.

Application aisée au niveau des articulations.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, laisse la peau respirer. Réduit le risque de macération.

Imperméable à l'eau, il permet au patient de se doucher sans protection supplémentaire et sans renouvellement du pansement.

Double barrière bactérienne et virale limitant les risques d'infection.

Pour le maintien de pansements primaires (compresses, pansements en mousse) notamment de grandes dimensions, la fixation de drains et de cathéters, de tubulures et d'instruments de mesure.

- Haute tolérance cutanée.
- Adapté aux peaux sensibles.
- Conformable et extensible.
- Bonne adhésivité.
- Se découpe facilement à la longueur et à la forme désirées.
- Radio-transparent.
- Formule sans latex, sans phtalates (DEHP).

Support: Film polyuréthane transparent.

Grammage moyen : 16 – 20 g/m²

Tailles disponibles:

- 10 m x 5 cm
- 10 m x 10 cm
- 10 m x 15 cm

Conditionné en rouleau unitaire dans une boîte distributrice.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

