



Instrument multifonctions - Hmd Omni Pro

8 accessoires médicaux et 20 fonctions de diagnostic dans un seul appareil.

L'instrument multifonctions OmniPro permet de réaliser plusieurs examens avec seulement un instrument. Il est confortable, léger et facile à utiliser.

Audiomètre HMD

- Test de Babinski
- Diapason électronique
- Audiomètre

Stéthoscope HMD

- Tige télescopique
- Marteau à reflexe

Ophthalmoscope HMD

- Mise au point réglable
- Filtre de lumière verte

Otoscope HMD

- Compatible avec différents modèles de spéculum
- Éclairage de la gorge
- Support abaisse-langue
- Diagnostic cutané
- Filtre de lumière bleue à utiliser avec la fluorescéine
- Conteneur de bande de fluorescéine
- Lumières LED

Jauge HMD (mm)

- Test de discrimination entre 2 points
- Indicateur de fréquence cardiaque

Clip d'audiomètre

Clip d'otoscope

Spéculum jetable HMD

- Performances maximales même avec une batterie faible
- Comprend un câble de chargement micro USB
- L'intensité des lumières, des vibrations et des sons est contrôlée par des circuits électroniques

Manuel d'utilisation uniquement en anglais.

Matériel Médical CE