

### Joint thoracique ventilé - Avancé - 1-Medical

La solution d'urgence avancée pour prévenir le pneumothorax en cas de plaie ouverte du thorax.

Les pansements thoraciques sont la solution d'urgence pour les plaies ouvertes à la poitrine. Ils sont conçus pour prévenir le pneumothorax, la deuxième cause de décès évitable la plus courante sur le champ de bataille.

#### Spécifications techniques :

- Dimensions : 4 x 6 pouces/pc - 105 x 150 mm/pc,
- Poids : 40 g/pc,
- Matériau : hydrocolloïde,
- Améliore les performances d'étanchéité,
- Réduit le reflux de fluide,
- Multi-couches.

Matériel médical CE.

