

Kit d' accouchement d'urgence

Contient le nécessaire pour la prise en charge d'un accouchement inopiné

Composition :

- 2 champs stériles 70 X 70
- 2 x 5 compresses stériles 7,5 x 7,5
- 2 paires de gants vinyle stériles non poudrés
- 2 masques 3 plis
- 2 casaques
- 1 canule de guédel nouveau-né T 000 stérile
- 1 sonde d'aspiration pédiatrique stérile CH 06 avec raccord stop-vide
- 2 clamps ombilicaux stériles
- 2 désinfectants gynécologiques
- 1 bonnet
- 1 drap isothermique stérile adulte
- 1 drap isothermique stérile pédiatrique
- 1 masque d'inhalation O2 adulte haute concentration
- 1 masque d'inhalation O2 pédiatrique très haute concentration
- 1 paire de ciseaux stériles

Complément logistique du MATERKIT® en supplément

Composition :

- 1 aspirateur de mucosités manuel pour bébé
- 1 insuffleur nourrisson à usage unique : avec masques 0,1,2

Dispositif médical CE (composé de Classe IIa - Classe I - Classe I stérile)

