

### Kit d'attelles 4 tailles - 1-Medical

Set complet d'attelles pour diverses blessures avec sac à main

Cet ensemble complet d'attelles est conçu pour soutenir et immobiliser les os blessés des doigts, poignets, mains, bras, genoux et jambes, prévenant ainsi toute irritation et blessure supplémentaire lors de la pratique de sports ou des activités quotidiennes. L'ensemble comprend quatre attelles de tailles graduées pour s'adapter à diverses blessures et parties du corps.

La robustesse des courbes associée à un noyau en alliage d'aluminium imperméable et ultra-fin permet aux attelles d'être facilement nettoyées, remodelées et réutilisées. Les matériaux radiotransparents permettent de prendre des radiographies sans retirer l'attelle.

#### Spécifications techniques :

- Tailles : 914 x 110 mm (Jambe), 457 x 110 mm (Bras), 230 x 110 mm (Poignet/Pied), 95 x 45 mm (Doigt),
- Poids du kit : 332 g.

**Polyvalent :** *Idéal pour traiter les blessures aux doigts, poignets, mains, bras, genoux et jambes.*

**Confortable :** *Un rembourrage intérieur doux et un design ajustable garantissent un confort optimal pendant la récupération.*

**Respirant :** *Le rembourrage en EVA et les trous de ventilation offrent une respirabilité pour une meilleure hygiène.*

**Portable :** *Le design compact et léger s'adapte facilement à la plupart des trousseaux de premiers secours.*

**Complet :** *Quatre tailles différentes fournissent un soutien adapté à diverses parties du corps et blessures.*

*Matériel médical CE.*

