

Kit d'intervention d'urgence : Amputation & Transport

Pour la récupération et le transport d'un membre sectionné.

Composition :

- 2 Paires de gants vinyle stériles non poudrés
- 1 Bande Velpeau 10 cm
- 2x5 Compresses stériles 10 x 10
- 1 coussin hémostatique
- 1 couverture isothermique
- 1 Rouleau de ruban adhésif à usage médical
- 4 Pochette de froid instantané
- 1 Pochette isotherme 45 x 45 cm
- 2 pansements absorbants stériles 20x40
- 1 Fiche INFOMED (*Fiche collectant les premiers renseignements indispensables pour le suivi et l'accueil en milieu hospitalier.*)

Dispositif médical CE composé de Classe IIa - Classe I - Classe I stérile

