

### Kit d'intervention d'urgence : Ophtalmique

Pour une intervention oculaire rapide

Le kit ophtalmique contient le nécessaire pour la prise en charge d'un patient présentant un corps étranger, une substance dans l'oeil.

#### Composition :

- 2 paires de gants vinyle stériles non poudrés
- 5 compresses stériles 7,5 x 7,5
- 2 unidoses stériles de sérum physiologique
- 1 compresse oculaire stérile
- 1 rouleau de ruban adhésif à usage médical
- 1 oeillère operculée pour rinçage de l'oeil
- 1 Aimant oculaire avec loupe avec un côté aimanté et un côté avec boucle nylon
- 1 lampe stylo Comed
- 20 bâtonnets ophtalmiques stériles

Dispositif médical CE (composé de- Classe IIa - Classe I - Classe I stérile)

