



Kit d'intervention d'urgence : Pathologie transmissible

Recommandé pour la protection des intervenants et la désinfection des surfaces

Ce kit contient le nécessaire à une protection des intervenants, une isolation du malade, et une désinfection du véhicule, lors d'une prise en charge d'un patient porteur d'une pathologie transmissible.

Composition :

- 2 paires de surchaussures
- 2 combinaisons avec capuche
- 2 paires de gants vinyle non stériles
- 2 masques TYPE IIR 3 plis
- 1 bombe bactéricide auto-percutante
- 2 draps de protection (140 x 240)
- 1 flacon ou lingettes de gel hydroalcoolique
- 1 sac DASRI
- 2 charlottes
- 2 masques FFP2

Dispositif médical CE (composé de Biocide et Classe I)