

Kit de 2 solutions de contrôle pour glucomètre Centrivet

Tests de contrôle glycémie ou cétones pour lecteur de glycémie vétérinaire.

Kit de 2 solutions pour tests de contrôle pour le lecteur de glycémie vétérinaire Centrivet.

Composition d'un kit:

- 2 flacons 2 ml solution de contrôle de glucose.

ou

- 2 flacons 2ml solution de contrôle pour cétones.

[Voir la fiche produit du lecteur de glycémie vétérinaire Centrivet.](#)

