



FICHE TECHNIQUE

Kit de curettes auriculaires - Assortiment de 75 curettes de formes variées - BIONIX

Variété de tailles et de formes des curettes pour enlever le cérumen auriculaire chez tous les patients

Le kit de Curettes Safe Ear Curettes™ permettent aux professionnels de santé de retirer le cérumen avec des curettes adaptées.

Fabriqué en polypropylène lisse et flexible conçu pour se plier lorsqu'elles rencontrent un obstacle, contrairement aux curettes rigides en acier inoxydable.

Curettes à usage unique réduisent le risque de contamination croisée tout en éliminant les coûts de stérilisation et les tracas.

Ce kit contient 7 formes de curettes :

- **CeraSpoon® jaune** : Adultes - 4mm - Idéale chez les patients qui produisent une quantité importante de cérumen.

- **ControLoop® orange** : Adultes - 4mm - Style « Shapleigh » pointe pliée qui permet de tirer la cire directement du canal auditif.

- **AngleLoop® rouge** : Adultes - 4mm - Idéale chez les patients plus âgés, sa pointe inclinée facilite l'extraction du cérumen résistant.

- **FlexLoop® blanche** : Enfants et adultes - 4mm - Idéale pour les opérations de curettage courantes. Il s'agit du type de curette le plus souple et le moins agressif avec son embout arrondi.

- **InfantScoop® bleu** : Nourrissons et enfants - 2mm - Modèle spécifiquement adapté aux petites oreilles où la forme en cuillère s'avère la plus efficace. Peut être utilisée avec un otoscope. Embout flexible.

- **MicroLoop® verte** : Adolescents et adultes - 3mm - Idéale pour extraire les bouchons de cérumen compacts. Conception rigide. Inclinaison possible de l'embout arrondi pour une meilleure prise.

- **VersaLoop® violet** : Enfants - 3mm - Permet d'intervenir précisément et en douceur grâce à sa pointe lisse et flexible.

Matériel Médical CE

